VITAL SYSTEMS

INSTRUÇÃO PARA TROCA DO CARTUCHO GEM

⚠ ATENÇÃO

Execute os passos a seguir rigorosamente e sem interrupções para garantir a eficácia do procedimento.

Leia atentamente as instruções na tela do equipamento.

1. Quando o equipamento estiver pronto para receber um novo cartucho, aparecerá uma mensagem na tela “Insira novo cartucho”;
2. Retire o cartucho de dentro da embalagem;
3. Verifique se o cartucho está dentro da data de validade;
4. Verifique se a embalagem se encontra seca, para garantir que não houve vazamento durante o transporte;

   ⚠ **caso haja qualquer umidade na embalagem, NÃO USE o cartucho. Abra um cartucho novo e ligue para o Suporte Técnico.**

5. Segure a extremidade da aba da capa plástica de proteção. Puxe firmemente para remover a capa;
6. Certifique-se que todas as 4 válvulas estão abertas (ganchos brancos levantados na frente do cartucho);
7. Destrave a porta na lateral direita do equipamento ao deslizar a trava para frente e abra o compartimento;
8. Insira o cartucho de maneira leve, contínua e uniforme para melhor leitura do código de barras;

   ⚠ **em caso de falha na leitura, o leitor de código de barras externo será habilitado a partir da terceira tentativa consecutiva de inserção do cartucho. Siga as orientações da tela para concluir o processo de inserção.**

9. Verifique se a data e hora estão corretas, caso necessite alteração, seguir a instrução abaixo:

   - **Alteração de data e hora do equipamento:**

   ✓ Após introdução do cartucho, o equipamento perguntará se a data e a hora estão corretas. Selecione **NÃO** e configure.

   ✓ **Configuração > Configure data e hora > insira a senha**: 1234

   ⚠ Data e hora só podem ser corrigidas quando o equipamento estiver sem cartucho ou quando está com cartucho, porém a porta ainda está aberta.

10. Ao encerrar a configuração da DATA e da HORA – FECHAR A PORTA LATERAL.
11. O sistema passará por uma etapa de aquecimento de 30 min. Durante o aquecimento, não podem ser analisadas amostras de pacientes.
12. Verifique se todos os parâmetros estão calibrados e processe as ampolas CVP. Estando tudo certo, o GEM estará pronto para ser utilizado.

SUPORTE TÉCNICO

Assessoria Científica

27 99292-5409 – Laura Marinho

Assessoria Técnica

27 98117-1329 – Fernando Peterle

27 98135-0160 – Pedro Henrique

Revisão 02 – setembro de 2026