PROCESSO iQM – Automático

Durante os processos de iQM, o instrumento permanecerá na tela **Pronto**, exibindo um indicador de progresso no canto inferior da tela para indicar quando o processo iQM será concluído.

Durante as primeiras quatro horas após a inserção de um cartucho, um processo iQM não pode ser interrompido para análise de amostras do paciente. Após quatro horas, um processo de iQM pode ser interrompido até três vezes consecutivas.

Um processo completo de iQM não pode ser interrompido para analisar amostras de CQ ou CVP.

O GEM Premier 3500 executa processos completos de iQM de acordo com o cronograma a seguir.

Vida Útil do Cartucho (após aquecimento)	**Frequência do Processo iQM**
30 minutos a menos de 50 minutos	a cada 20 minutos
50 minutos a menos de 80 minutos	a cada 30 minutos
80 minutos a menos de 2 horas	a cada 40 minutos
2 horas a menos de 8 horas	toda hora
8 horas a menos de 20 horas	a cada 2 horas
20 horas a menos de 40 horas	a cada 3 horas *
40 horas ou mais	a cada 4 horas *

** ou 20 amostras, o que ocorrer primeiro*